






東北医薬チーム遠藤の ECMO講習会用備品リスト①

	<p>送血カニューラ</p> <ul style="list-style-type: none"> • HLS 15F 15cm × 2 • HLS 17F 15cm × 1 • HLS 19F 23cm × 1 • HLS 23F 15cm × 1 • Biomedicus 19F × 1
	<p>脱血カニューラ</p> <ul style="list-style-type: none"> • HLS 25F 38cm × 1 • HLS 21F 55cm × 1 • HLS 23F 55cm × 1 • HLS 25F 55cm × 2 • Biomedicus 25F × 1
	<p>エドワーズの挿入キット×2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ダイレーターの先端が痛んでいます ➤ シリンジが無いです ➤ 1セットは短いGWが入っています
	<p>HLSの挿入キット×1</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 米国の先生からもらったものであり、国内非売品です ➤ GWが使い古しです
	<p>ガイドワイヤー複数</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ultra Stiff × 1 • 210cmの目盛付きGW × 2 • Radifocus アングル × 2 • その他 × 1

東北医薬チーム遠藤の ECMO講習会用備品リスト②

	<p>Endo-Circuit模擬皮膚固定用シート×4</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 自着ゲルシートで台座を作成しています。台座が水で剥がれないように上からラップをかけて下さい
	<p>Endo-Circuit固定用ゴムバンド×10本</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 模擬皮膚の頭側・足側の両方で固定して下さい➤ 頸部の固定の際は2重に巻いて下さい
	<p>Endo-Circuit固定用腰バンド×2</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 以前使用していた固定用バンドです。上記のバンドが不足する際にご利用下さい
	<p>サランラップ×1</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 無くなったら補充をお願いします
	<p>折り畳みバケツ×2</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 多用途にお使いください

東北医薬チーム遠藤の ECMO講習会用備品リスト③

	<p>ディスポーザブルシート 緑×1、白×1</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 開催施設で用意していただける場合は保管しておく ➤ 使用した場合は捨てずに再利用します
	<p>穴あきドレープ×2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 再利用しています ➤ 粘着部分についている穴周囲紙シールはそのままにしてください
	<p>はさみ×1</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 多用途にご利用下さい
	<p>鉗子×10</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ NPO法人ALPENで購入しており、ALPENの札が付いています ➤ 紛失に注意して下さい
	<p>コップ</p> <ul style="list-style-type: none"> • プラスチック×2 • 金属製×2

東北医薬チーム遠藤の ECMO講習会用備品リスト④



マックグラス

- 東北大学スキルズラボから借用中です。決して無くさないで下さい。電池切れに注意（予備電池なし）



血管シース4F×3

- カニュレーション前にシースを挿入する施設向けです。
- 穿刺針が短いタイプです



タオル×4

- 多用途にご利用下さい
- 無くさないようにお願いします



泉工医科人体パネル×1

- カニュレーションのみであればこちらも利用可能
- パネルの連結は養生テープがおすすめ
- Endo-Circuitのパネル上の固定も養生テープがおすすめ




養生テープ

- 多用途にご利用下さい

梱包例

梱包中




梱包後





折りたたんだ台座
付き固定シートや
タオルをカニュー
ラとキット類の間
に入れています


エコー下穿刺用模擬皮膚
特許申請中：株式会社アピール
泉工医科により販売予定



テーブル上でのトレーニング



人形へのソケイ部の固定法



すべてのカテゴリ

商品名、キーワード、商品番号

詳細

検索

0

エクシール 人肌のゲルシート





人肌のゲルシート ★★★★★ (1件の商品レビュー)

両面に粘着性のある超軟質素材単体のシートです。
柔らかく追従性に優れています。
素材自体に自己粘着性があります。
自己粘着なので糊の移行がありません。

用途 マスキング、仮固定、パッキン、緩衝材。 **色** 乳白色 **内容量** 1枚

注意
※片面非粘着タイプは、別のページにあります。

↓各品番の詳細は注文コードをクリックしてください。

注文コード	品番	厚さ(mm)	寸法(mm)	材質	硬度	参考基準価格(税別)	販売価格(税別)	出荷関連
89786051	H0-1	1.0	500×500	ウレタン	アスカーC0	¥ 5,000	¥ 4,990	当日
89786067	H0-2	2.0	500×500	ウレタン	アスカーC0	¥ 8,000	¥ 7,990	当日
89786076	H0-3	3.0	500×500	ウレタン	アスカーC0	¥ 10,500	¥ 9,990	5日
89786094	H0-10	10.0	400×400	ウレタン	アスカーC0	¥ 22,400	¥ 21,900	5日